

## ДЛЯ КЛИНИК, НАБЛЮДАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ

Врачи знают, как сложно и мучительно для пациента залечиваются язвы при диабет-стопе. Неправильно изготовленная обувь, в том числе и специальная, только осложнит процесс.

ЭНДОКРИНОЛОГУ,  
ОРТОПЕДУ,  
ГНОЙНОМУ ХИРУРГУ,  
СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ



Врачи знают, как сложно и долго происходит заживление раневых дефектов при синдроме «диабетическая стопа». Неправильная ортопедическая обувь только осложнит процесс.

**Наша мастерская “Арт-Орто” имеет 15 летний опыт в индивидуальном изготовлении** диабетической обуви и стелек, незаменимых для пациентов с сахарным диабетом и следующими состояниями стопы:


- частичная или полная ампутация стопы
- дистальная полинейропатия с формированием гиперкератозов
- перенесенное изъязвление стопы в анамнезе
- диабетическая остеоартропатия (стопа Шарко)
- деформации стоп
- ишемия нижних конечностей
- после операций ортопедической реконструкции стопы

☎ Руководитель производства:  
+7 926 574 19 25 Акопян Артур Саркисович


✉ [art-orto@rambler.ru](mailto:art-orto@rambler.ru)

🌐 <http://art-orto.com>

📷 ART.ORTO



Пациенты с диабетической нейропатией имеют высокий риск травмирования стоп обувью, образования потертостей, мозолей, натоптышей, приводящих к трофическим язвам и риску ампутации.



Мы изготавливаем специальную обувь и стельки для пациентов с диабетом, для предотвращения язв нижних конечностей, ампутаций и других осложнений, а также для профилактики их образования.

## **НАША ЦЕЛЬ - ЗАЩИТА ДИАБЕТИЧЕСКИХ СТОП, СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ РИСКА**

Мы обучены, сертифицированы и имеем 15-ти летний опыт работы с широким кругом проблем стоп, связанных с диабетом.

Ведение пациентов с «диабетической стопой» требует мультидисциплинарного подхода. Только тесное взаимодействие врачей-эндокринологов, кабинетов и отделений «диабетическая стопа», сосудистых и гнойных хирургов, ортопедов-хирургов со специалистами по изготовлению ортопедической обуви и стелек - является залогом успеха.



## ЧТО ДЕЛАЕТ ОБУВЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ ТАКОЙ ОСОБЕННОЙ?

- Изготавливается по индивидуальным параметрам стопы.
- Усиленный задник для стабилизации задней части стопы.
- Мягкий воротник вокруг щиколотки.
- Дополнительное смягчение языка для безопасной фиксации.
- Дополнительный объем в носочной части для деформированных пальцев.
- Ригидная перекатная подошва для разгрузки стопы.
- Многослойная диабетическая стелька для амортизации и уменьшения силы сдвига.
- Мягкая бесшовная подкладка.
- Дополнительная глубина для размещения диабетических стелек
- Отсутствие жесткого подноски.





Арт-Орто

## СУГУБО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

- Наш медицинский консультант - Горохов Сергей Валентинович, врач-ортопед Национального Центра Эндокринологии Минздрава России, специалист по ортезированию нижних конечностей.
- Многолетнее взаимодействие врача и производства, налаженная система контроля соответствия конструкции нашей обуви и стелек медицинским показаниям - являются залогом эффективности и безопасности.
- Уже 15 лет своих пациентов нам доверяют ведущие учреждения, занимающиеся проблемами "диабетической стопы":

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России

Отделение диабетической стопы московского  
Эндокринологического диспансера .

Отделение гнойной хирургии института хирургии им.  
А.В.Вишневского Минздрава России

## **МЫ УВЕРЕНЫ, НАША ОБУВЬ - ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ**

- Мы бережно подходим к соблюдению эстетики, максимально учитываем пожелания пациентов по цветовой гамме, модели, декору.
- Используем технологию бесшовного пошива и максимального смягчения.
- Имеем возможность быстро вносить необходимые изменения в конструкцию уже изготовленных обуви и стелек.
- Всегда находимся на связи с лечащим врачом и пациентом.



## РАЗГРУЗОЧНАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

- Используется при синдроме "диабетическая стопа", в **предоперационном и послеоперационном периоде**, после ортопедической реконструкции стопы или частичной ампутации, при наличии длительно не заживающих раневых дефектов стопы. Также может использоваться в качестве домашней обуви у этой группы пациентов.
- Позволяет отказаться от использования кресла-коляски и обеспечивает раннюю безопасную послеоперационную мобилизацию.
- Комплектуется уникальной многослойной стелькой с возможностью **быстрой локальной разгрузки**.
- Мы предоставляем комплект документов для компенсации по ИПР.



## МЫ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР КЛАССЫ ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ.

Мы хотим стать эффективной частью вашей команды. Если вам потребуется дополнительная информация:

☎ +7-926-594-02-35 Горохов Сергей Валентинович

🌐 <http://foot-doctor.ru>

✉ [foot-doctor@yandex.ru](mailto:foot-doctor@yandex.ru)

**ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О ПАЦИЕНТАХ, ОНИ ОСТАЮТСЯ С  
ВАМИ И РЕКОМЕНДУЮТ ВАС**



Руководитель производства:

☎ +7 926 574 19 25 Артур Саркисович Акопян

✉ [art-orto@rambler.ru](mailto:art-orto@rambler.ru)

🌐 <http://art-orto.com>

📷 ART.ORTO

